

Kerr™



Promoções Kerr Iberia

30 Junho - 31 Dezembro 2025

RESTAURADORA

P. 2 - 10

ENDODONTIA

P. 11-13

PROFILAXIA/
CONTROL INFECÇÃO

P. 14-15

OptiBond™ Universal

Adesão fiável a todo tipo de superfícies e substratos, com qualquer técnica de condicionamento. Eficácia e flexibilidade unidas

- Um frasco. Uma capa
- Resistência comprovada
- Versatilidade total
- Proteção contra a sensibilidade pós-operatória

36519 Frasco 5ml

P.V.P. recomendado ~~124,96€~~



Promoção **116€**
1 OptiBond Universal + segunda unidade a escolher

***Segunda unidade a escolher entre as referências:**


36519 OptiBond Universal
Frasco 5ml

P.V.P. recomendado ~~124,96€~~



25881 E OptiBond FL Primer
Frasco 8ml

P.V.P. recomendado ~~128,06€~~



25882 E OptiBond FL Adesivo
Frasco 8ml

P.V.P. recomendado ~~128,06€~~



29692 OptiBond Solo Plus
Frasco 5ml

P.V.P. recomendado ~~133,39€~~



OptiBond™ Gel Etchant

Ácido fosfórico em gel 37.5%

Condicionamento da dentina e esmalte. Excelente visibilidade durante a aplicação graças à sua cor violeta. A sua viscosidade garante que não escorra. Enxagua-se facilmente.

34632

Seringa 30 g , 2 seringas vazias intraorais, 30 pontas

P.V.P. recomendado ~~91,77€~~



Promoção **51€/unidade,**
comprando 2

Simplifica o fluxo de trabalho com a família de compostos SimpliShade



SimpliShade Universal

A Arte das restaurações simplificadas

Resistência duradoura, estética excecional, mimetismo, retenção de brilho e refração da luz como no dente natural.

Cores guia VITA equivalentes

LIGHT		A1, B1, B2, C1, D2
MEDIUM		A2, A3, C2, D3, D4
DARK		A3.5, A4, B3, B4, C3, C4

SimpliShade Seringa 4g

P.V.P. recomendado 63,71€

Promoção **43€/unidade,**
comprando 2

SimpliShade Unidose 10 unidades


P.V.P. recomendado 50,96€

Promoção **39€/unidade**

SimpliShade Unidose 20 unidades

P.V.P. recomendado 76,46€

Promoção **59€/unidade**



SimpliShade Bulk Fill

Indicado para restaurações de classes I-V, restaurações diretas em dentes anteriores e posteriores, reconstrução de falsos cotos e reparação de defeitos de restaurações.

37211 seringa x 4g

P.V.P. recomendado 66,00€

Promoção **43€/unidade,**
comprando 2

37212 Unidose (20 unidoses x 0.25g)

P.V.P. recomendado 87,50€

Promoção **64€/unidade**



SimpliShade Bulk Fill Flow

Indicado como base/liner em restaurações diretas de classe I e classe II, selante de fissuras, restauração de cavidades pequenas, restaurações de classe III e classe V, obturação de socavaduras, reconstrução de falsos cotos pequenos e reparação de restaurações provisórias de resina e acrílico.

37217 seringa 2x2g

P.V.P. recomendado 66,00€

Oferta **43€/unidade,**
comprando 2

37218 Unidose (20 monodoses x0.25g)

P.V.P. recomendado 87,50€

Oferta **64€/unidade**



Técnica Snow-plow: o mesmo material, duas consistências

Dr. Vincenzo Tosco

Os compositos Bulk-fill (CBF) utilizam-se amplamente para restaurações diretas devido á sua capacidade para conseguir uma polimerização adequada em capas de 4 mm de espessura. Isto reduz significativamente o tempo clínico e simplifica o processo restaurativo. Os CBF estão disponíveis tanto em baixa viscosidade (fluida) como em alta viscosidade (compactável o que permite aos clinicos escolher a opção mais adequada para cada caso. Os CBF flow, destacam-se em cavidades complexas, graças á sua consistencia fluida, enquanto que os CBF compactáveis podem preencher uma cavidade completa sem necessidade de cobertura oclusal adicional. Estes materiais oferecem excelentes propriedades físicas e químicas, incluindo alta resistencia, redução da contração por polimerização, menor stress e minimização da deflexão de cúspides. A técnica de "snow-plow" combina CBF fluidos e compactáveis para restaurar eficazmente cavidades de classe II. Este caso clinico demonstra como a técnica simplifica as restaurações de classe II, assegurando resultados funcionais e previsíveis.



Sobre Dr. Vincenzo Tosco



O Dr. Tosco licenciou-se em Odontologia na Universidade Alfonso X o Sabio, Madrid, Espanha. Obteve o seu doutoramento em Ciências Biomédicas na Universidade Politécnica de Marche, Ancona, Italia. Atualmente é investigador na mesma Universidade, trabalhando sob a supervisão do Prof. Angelo Putignano e da Prof. Giovanna Orsini. Desenvolve a sua atividade principalmente dedicando-se á Endodontia, Odontologia Restauradora e Estética. Autor e co-autor de mais de 29 artigos científicos em revistas arbitradas. Orador em congressos nacionais e

Internacionais em Endodontia, Odontologia Restauradora e Materiais Dentários.



Fig.1 Situação inicial. Depois de colocar o dique de borracha, criaram-se duas cavidades de classe II em ambos pré-molares superiores.



Fig.2 Colocação da matriz. A colocação de uma matriz seccional é um passo crítico para conseguir o contorno anatômico correto e assegurar o êxito a longo prazo da restauração. A inserção adequada deve ser passiva para evitar distorcer a matriz, o que iria comprometer a forma final da restauração. Uma vez posicionada corretamente, a matriz estabiliza-se utilizando uma cunha de madeira de tamanho adequado. A cunha deve encaixar passivamente sem aplicar força excessiva, já que isto poderia deixar marcas ou distorções não desejadas na restauração afetando negativamente o resultado final. Depois disto, coloca-se um anel para segurar a matriz, garantindo que a cavidade esteja corretamente selada e pronta para a aplicação do composito. Este passo assegura uma adaptação precisa e contatos interproximais ajustados, que são essenciais para o êxito funcional e estético da restauração.



Fig.3 Adesão e aplicação do bulk fill. Uma vez completados os passos de adesão aplicou-se uma capa fina de SimpliShade Bulk Fill Flow (Kerr) e, sem fotopolimerizar, aplicou-se SimpliShade Bulk Fill compactável (Kerr) até um incremento de 4 mm de espessura. Em seguida, o composito bulk-fill compactou-se cuidadosamente até que o material fluido emergiu visivelmente nas margens da cavidade, indicando o preenchimento completo da mesma. Eliminou-se o excesso de material e esculpiu-se a morfologia oclusal da restauração. A restauração fotopolimerizou-se durante 40 segundos para assegurar a polimerização adequada. Ao finalizar, retirou-se a matriz seccional e realizou-se a segunda restauração seguindo o mesmo protocolo.



Fig.4 Procedimento adesivo. Procedimento adesivo utilizando OptiBond Universal (Kerr).



Fig.5 Realização de caracterizações subtis. Realizaram-se caracterizações subtis para melhorar a morfologia oclusal da restauração, assegurando um resultado natural e funcional.



Fig.6 Acabamento. As restaurações completaram-se com um procedimento de acabamento utilizando discos para conseguir o perfil dentário adequado.



Fig. 7: Polimento. Depois de completar o procedimento de acabamento, também se realizou o polimento para conseguir uma superfície lisa e fina.



Fig. 8: Remoção do dique de borracha e ajuste oclusal. Depois de retirar o dique de borracha, verificou-se a oclusão utilizando papel de articular.



Fig. 9: Resultado final. Resultado depois do ajuste oclusal e o procedimento de polimento final.




Fig. 10: Avaliação radiográfica. Avaliação radiográfica antes e depois da restauração



Fig. 11: Resultado depois de 1 mês de seguimento

Conclusão

A disponibilidade deste material nas duas viscosidades distintas oferece aos clínicos a oportunidade de otimizar a técnica de "snowplow", um método eficiente para acelerar a finalização de restaurações diretas. Em cavidades em forma de ranhura, esta abordagem serve como uma alternativa prática e efetiva, facilitando a realização de um selamento marginal robusto e preciso. A técnica de "snowplow" implica a aplicação inicial de um composto fluido de baixa viscosidade, que permanece sem fotopolimerizar enquanto é deslocado por um material restaurador de maior viscosidade durante o processo de estratificação. Quando se combina com compostos bulk-fill de ambas viscosidades, esta técnica melhora o procedimento ao simplificar a aplicação do material, minimizar a formação de bolhas e melhorar a adaptação às paredes da cavidade. Além disso, o uso de compostos bulk-fill modernos permite obter melhores resultados estéticos, com excelentes propriedades óticas e um efeito camaleônico que assegura uma integração perfeita com a estrutura dentária circundante. Clínicamente, a técnica de "snowplow" não só reduz o tempo do procedimento, assim como também assegura um selamento duradouro e confiável e uma integração visual melhorada da restauração, o que a faz particularmente vantajosa em restaurações posteriores como anteriores.

Bibliografia

1. Putignano A, Tosco V, Monterubbianesi R, Vitiello F, Gatto ML, Furlani M, Giuliani A, Orsini G. Comparison of three different bulk-filling techniques for restoring class II cavities: μ CT, SEM-EDS combined analyses for margins and internal fit assessments. J Mech Behav Biomed Mater. 2021 Dec;124:104812. doi: 10.1016/j.jmbbm.2021.104812. Epub 2021 Sep 3. PMID: 34500356.
2. Ölçer Us Y, Aydınoğlu A, Erşahan Ş, Erdem Hepşenoğlu Y, Sağır K, Üşümez A. A comparison of the effects of incremental and snowplow techniques on the mechanical properties of composite restorations. Aust Dent J. 2024 Mar;69(1):40-48. doi: 10.1111/adj.12982. Epub 2023 Oct 9. PMID: 37814190.
3. Rosatto CM, Bicalho AA, Veríssimo C, Bragança GF, Rodrigues MP, Tantbirojn D, Versluis A, Soares CJ. Mechanical properties, shrinkage stress, cuspal strain and fracture resistance of molars restored with bulk-fill composites and incremental filling technique. J Dent. 2015 Dec;43(12):1519-28. doi: 10.1016/j.jdent.2015.09.007. Epub 2015 Oct 9. PMID: 26449641.

Divulgação: O Dr. Vincenzo Tosco é consultor da Kerr. As opiniões técnicas expressadas neste artigo baseam-se na experiência do Dr. Vincenzo Tosco. A Kerr é um fabricante de dispositivos médicos e não oferece aconselhamento médico. Os médicos devem utilizar o seu próprio critério profissional ao tratar os seus pacientes

Produtos destacados neste artigo

SimpliShade Bulk Fill

P. 3



SimpliShade Bulk Fill Flow

P. 3



OptiBond™ Universal

P. 2



Cunhas Hawe

P. 8

Cunhas Hawe	Ref.
Turquesa (mini) C x 100 822/05	
Laranja C x 100 822/10	
Branco C x 100 822/20	
Verde C x 100 822/30	

Cunhas Hawe	Ref.
Amarelo C x 100 822/40	
Azul C x 100 822/50	
Vermelho C x 100 822/60	
Branco C x 100 822/70	

Optidisc®

P. 9

Tipo de disco	Indicado para	Anterior Superfície convexa ou plana	Posterior Superfície convexa ou plana	Zona interproximal
Extragrosso C x 80	Desbastar e contornar Para ajustar a forma geométrica primária.			
Grosso/Medio C x 100	Acabamento Para retirar o composito em excesso modelar a anatomia oclusal, fissuras linguais e anatomia secundária.			
Fino C x 100	Polimento Para eliminar as marcas de superfície e reduzir a rugosidade superficial a pelo menos de Ra = 0,35 μ m			
Extrafino C x 100	Polimento com brilho elevado Para reduzir a rugosidade superficial a fim de obter um brilho elevado a baixo de Ra = 0,2 μ m			

Harmonize™

Composito Universal com Tecnologia ART

Restaurações naturais, graças às suas nanopartículas e á tecnologia ART.

Disponível em:

Esmalte: 16 cores (escala VITA), 1 XL

Dentina: 7 cores, 1 XL2

Incisal: 5 incisais translucidos



Seringa 4g
Harmonize Seringa

P.V.P. recomendado 84,64€

Promoção 43€/unidade,
comprando 2

Vertise™ Flow

Composito Fluido Auto adesivo

Composito fluido auto adesivo com tecnologia OptiBond™. Simplifica os procedimentos de restauração direta ao incorporar o adesivo no fluido, o que reduz os passos e poupa tempo.

- 34401 A1
- 34402 A2
- 34403 A3
- 34404 A3,5
- 34405 B1
- 34406 B2
- 34409 Translucent
- 34407 Universal Opaque
- 34408 XL

Reposições
2 Seringas x 2 g, 20 pinceis aplicadores, 20 pontas

P.V.P. recomendado 100,04€










Promoção 59€/unidade

Cunhas Hawe

Fabricadas em madeira de sicomoro sem férulas, o que garante estabilidade e compressibilidade.







As cunhas adaptam-se à anatomia do dente: ajustam-se ao contorno interdental, são fáceis de inserir e evitam danos nas papilas.

Cunhas Hawe	Ref.
 Turquesa (mini)	C x 100 822/05
 Laranja	C x 100 822/10
 Branco	C x 100 822/20
 Verde	C x 100 822/30

Cunhas Hawe	Ref.
 Amarelo	C x 100 822/40
 Azul	C x 100 822/50
 Vermelho	C x 100 822/60
 Branco	C x 100 822/70

P.V.P. recomendado 16,43€

Promoção 11€/unidade,
comprando 2

Matrizes Adapt SuperCap					Referência
	Dead-Soft Steel	0.030 mm	Alto 5.0 mm	C x 50	2161
	Dead-Soft Steel	0.030 mm	Alto 6.3 mm	C x 50	2162
	Non-Dead-Soft Steel	0.038 mm	Alto 5.0 mm	C x 50	2181
	Non-Dead-Soft Steel	0.038 mm	Alto 6.3 mm	C x 50	2182
	Transparent	0.050 mm	Alto 5.0 mm	C x 50	2171
	Transparent	0.050 mm	Alto 6.3 mm	C x 50	2172

Supercap


Reposição de matrizes do sistema SuperMat

P.V.P. recomendado 74,45€

Promoção 44€/unidade, comprando 2

MetaFix™

MetaFix™ All-in-One é uma matriz com um inovador sistema integrado de abertura e ajuste.



MetaFix™ – Reposições				
Medida	Perímetro máx da matriz aberta	Perímetro máx da matriz fechada	Altura da área proximal	C x 50
Pequena (premolar)	27 mm	19 mm	6.7 mm	3601
Media (Molar normal)	33 mm	25 mm	6.3 mm	3602
Grande (Molar grande)	40 mm	32 mm	7.8 mm	3603

Reposições MetaFix

P.V.P. recomendado 88,57€

Promoção 59€/unidade

Optidisc®

O disco para todas as suas necessidades de acabamento e polimento

Tipo de disco	Indicado para	Anterior Superfície convexa ou plana	Posterior Superfície convexa ou plana	Zona interproximal
Extragrosso C x 80	Desbastar e contornar Para ajustar a forma geométrica primária.			
Grosso/Medio C x 100	Acabamento Para retirar o composito em excesso modelar a anatomia oclusal, fissuras linguais e anatomia secundária.			
Fino C x 100	Polimento Para eliminar as marcas de superfície e reduzir a rugosidade superficial a pelo menos de Ra = 0,35 µm.			
Extrafino C x 100	Pulimento com brilho elevado Para reduzir a rugosidade superficial a fim de obter um brilho elevado a baixo de Ra = 0,2 µm			

Optidisc Reposições

P.V.P. recomendado 39,18€

Promoção 22€/unidade, comprando 2

Maxcem Elite™ Cimento de Resina Universal

Um cimento para todas as suas necessidades*


* Para restaurações que necessitem mais resistência, combine Maxcem Elite Universal com OptiBond Universal.

Técnica de Cimentação de restaurações indiretas (excluindo facetas) com Maxcem Elite Universal e Optibond Universal



Maxcem Elite™

Cimento de resina universal


I. Preparação da restauração Disilicato de lítio/porcelana 30 PSI




II. Preparação do Adesivo* Unidoses™



IIIa. Aplicação do Adesivo*



IIIb. Procedimento de cimentação de restauração indireta (excluídas as facetas)



Reposições

- 2 Seringas Automix x 5g + pontas
- 34058 Clear
- 34059 White
- 34060 Opaque
- 34061 Yellow

P.V.P. recomendado 154,59€

Promoção **66€/unidade,**
comprando 2

Temp-Bond Clear

Temp-Bond™ Clear™, à base de resina, é o cimento provisório mais translúcido disponível, o que garante uma estética superior. Polimerização dual para maior segurança e flexibilidade, facilidade de manipulação, excelente retenção mecânica e fácil remoção das preparações. Sem Eugénol

33351EU
1 Seringa x 6 g ; 10 pontas de mistura

P.V.P. recomendado 77,10€



Promoção **49€/unidade**

ZenFlex™


Lima NiTi para Instrumentação Rotatória



C x 6
P.V.P. recomendado 48,38€

Promoção **30€/unidade,**
comprando 2

Guía Técnica Simplificada com ZenFlex



K-Files™

Limas Manuais



C x 6
P.V.P. recomendado 12,19€

Promoção **10€/unidade,**
comprando 3

Sealapex™

Sealapex é um cimento para canais radiculares sem eugenol.



O 18432
1 x Sealapex Base, 1 x Sealapex Acelerador, 1
P.V.P. recomendado 40,68€

Promoção **31,50€**

Apex Connect e Elements Connect

Movimentos versáteis

Com os movimentos adaptativo, recíproco e rotatório num único motor, Elements Connect permite às clínicas dentárias manter as suas técnicas e protocolos actuais.

Pré-programação

9 programas de limas pré-estabelecidos Kerr, 1 programa recíproco e 4 programas personalizáveis.

Uso contínuo

Inclui duas pilhas extraíveis para garantir que uma esteja sempre carregada, de modo que possa completar os seus procedimentos de forma segura e sem interrupções



Precisão integrada

Garanta a precisão das medições com a função de auto-calibração automática de Apex Connect, que se ativa de cada vez que se liga o dispositivo.

Conformação com confiança

Veja a informação da longitude de trabalho em tempo real durante os procedimentos mediante um indicador luminoso inteligente que muda de cor, assim como indicadores acústicos, à medida que alcança o apex.

O 815-1801
Kit motor sem fios elements Connect

P.V.P. recomendado 2099,00€

Promoção 1.575€

O 815-1803
Kit Apex Connect

P.V.P. recomendado 999,00€

Promoção 750€

Obturação Endodóntica

Elements™ IC

- Desenho ergonómico para comodidade e equilíbrio
- Carga completa das baterias em menos de 3 horas
- Carga Indução SEM CONETORES ELÉCTRICOS entre as peças de mão e a base
- Anel de 360° em ambas as peças de mão para controle e comodidade



elements IC Dual charge
973-0600-TYPEF

P.V.P. recomendado 3890,17€



Promoção 2.650€

Condensadores Manuais Buchanan

A sua forma adapta-se perfeitamente à preparação final do canal radicular, maximizando as forças de condensação sobre o material de obturação sem exercer uma pressão excessiva sobre o sistema radicular.

Com uma ponta cónica de NiTi e outra ponta de aço inoxidável, os obturadores manuais Buchanan podem-se utilizar em todas as técnicas de obturação habituais, incluindo a condensação a quente e a frio.

Também são ideais para o preenchimento de canais. A ponta de NiTi com código de cor pode-se utilizar para finalizar os procedimentos de condensação, inclusive nos canais com curvaturas mais pronunciadas. Ambas as pontas condensam e controlam a gutapercha.



974-0060 Buchanan Hand Plugger 0



974-0058 Buchanan Hand Plugger 1



974-0059 Buchanan Hand Plugger 2

P.V.P. recomendado 102,71€

Promoção **76,50€**

Heat Plugger Buchanan




- O 952-0031 Extra fino 04
- O 952-0004 Fino 06
- O 952-0005 Fino/medio 08
- O 952-0006 Medio 10
- O 952-0007 Medio/grande 12

P.V.P. recomendado 116,72€

Promoção **80€**

Cleanic®

Pasta para limpeza e polimento de um único passo com variabilidade de limpeza integrada: durante os primeiros segundos de uso, a pasta exerce um alto poder de limpeza que se converte numa suave acção de polimento á medida que as partículas de perlita se fragmentam.



- Tubo x 100 g
- O 3380 Cleanic Menta
 - O 3382 Cleanic Maçã
 - O 3183 Cleanic Menta sem Flúor
 - O 3384 Cleanic Light
 - O 3386 Cleanic Frutos Vermelhos

P.V.P. recomendado 30,16€



Promoção 17,50€/unidade, comprando 3

CleanPolish™ e SuperPolish™

Pastas com pedra-pomes

CleanPolish é uma pasta profilática de limpeza para limpar dentes naturais e obturações metálicas de forma rápida, simples e eficaz. Contém pedra-pomes como abrasivo e tem um valor RDA de 43,8.

SuperPolish é uma pasta para polir tanto dentes naturais como obturações metálicas. Contem alúmina como abrasivo e tem um valor RDA de 9,8.

Tanto CleanPolish como SuperPolish têm sabor a anís e não contêm flúor, niem gluten nem lactose.

- 360 CleanPolish 50 g
- 361 SuperPolish 45 g

P.V.P. recomendado 17,78€



Promoção 11€/unidade, comprando 2

Super-Bite™

Super-Bite™ é um suporte para películas e placas de fósforo indicado para radiografias periapicais de dentes anteriores e posteriores.

O sistema inclui dois tipos de suporte: anterior (verde) e posterior (vermelho), para a seu uso nos quatro quadrantes.

- 1020 Super-Bite sortido con anel
- 2 Super-Bite Anterior, 2 Super-Bite Posterior, 2 Dispositivos de centrar

- 1021- 4 Super-Bite Anterior com anel, 1 Dispositivos de centrar

- 1022- 4 Super-Bite Posterior com anel, 1 Dispositivos de centrar

P.V.P. recomendado 108,53€



Promoção 73€

Desinfecção e limpeza de superfícies

CaviWipes™

Toalhas limpadoras e desinfetantes prontas a usar

Fácil processo de 2 passos: uma toalhita limpa e a segunda desinfeta a superfície do seu dispositivo médico, sem ter que misturar produtos químicos. A fórmula com baixo conteúdo de álcool evita que a carga biológica se torne insolúvel e adira tenazmente às superfícies. Para uma limpeza e desinfecção mais eficaz.

Durável: a toalhita não tecido permite que o tecido permaneça intacto, sem se enrugarem nem secar durante o uso.



4731160
CaviWipes 12 Boiões x 160
toalhas húmidas (15,24 x 17,15
cm)
P.V.P. recomendado 118,88€

Promoção **93€**
(0,04€/toalhita)

CaviCide™

Desinfetante de superfícies de dispositivos médicos

CaviCide é um desinfetante de nível intermedio cómodo e pronto a usar e é efetivo contra TB, HBV, HCV, HIV, vírus (hidrofílicos e lipofílicos), bactérias (incluindo MRSA e VRE), e fungos.

Pode usar-se em todas as áreas das instalações, incluindo a UCI, sala cirúrgica, as salas de recobro, as áreas de atenção ao paciente e os laboratórios.



4731223
CaviCide Garrafão 5l
P.V.P. recomendado 59,32€

Promoção **43€**

Organismos e tempo de exposição

Organismo	Tempo de exposição
Mycobacterium tuberculosis var: bovis (BCG) ³	3 minutos
Methicillin Resistant Staphylococcus aureus (MRSA) ⁹	3 minutos
Pseudomonas aeruginosa ⁴	1 minuto
Salmonella enterica ⁹	3 minutos
Staphylococcus aureus ⁴	1 minuto
Vancomycin Resistant Enterococcus faecalis (VRE) ⁹	2 minutos
Staphylococcus aureus with reduced susceptibility to vancomycin ⁹	2 minutos
Enterococcus hirae ⁴	1 minuto
Escherichia coli ⁴	1 minuto
Proteus mirabilis ⁴	1 minuto

Organismo	Tempo de exposição
SARS-associated Human Coronavirus (SARS-COV-1) ⁵	3 minutos
SARS-associated Human Coronavirus 2 (SARS-COV-2) (COVID-19 Virus) ¹⁰	2 minutos
Human Coronavirus ⁵	2 minutos
Hepatitis B virus (HBV) ⁵	2 minutos
Hepatitis C virus (HCV) ⁵	2 minutos
Human Immunodeficiency Virus (HIV-1) ⁵	2 minutos
Herpes Simplex Virus Types 1 and 2 ⁵	2 minutos
Influenza A2 Virus ⁵	2 minutos
Modified Vaccinia Virus Ankara (MVA) ⁶	5 minutos
Candida albicans ⁷	1 minuto ⁸
Trichophyton mentagrophytes ⁹	3 minutos

EDUCATION MEETS INSPIRATION!

Westin Dragonara Resort, Malta | October 2-4, 2025

Kerr™ SUMMIT 2025

EMPOWERED BY  **Envista**



DR HOSSAM KAMEL



PROF FABIO GORNI



DR AHMED TADFI



DR.MACIEJ MIKOŁAJCZYK



DR CARLO SARATTI



DR AGNE MALISAUSKIENE



DR KREENA PATEL



PROF ANGELO PUTIGNANO



DR STEFEN KOUBI



PROF. LOUIS HARDAN



VINCENT FAURE



DR ABDULRAHMAN TAWFIK



DR ERNEST LUCAS TAULÉ



DR A.JAY JUNEJA



PROF PHILIPPE SLEIMAN



REGISTER NOW

Limited spots available!
Scan the QR code to secure
your spot.

Equipa Kerr Iberia

Carlos López

Regional Sales Leader Kerr Iberia
Tel. +34 629446950
carlos.lopez@envistaco.com

Anabela Gens

KAM Kerr Portugal
Tel. +351 917872528
anabela.gens@envistaco.com

Mercedes Hurtado

Marketing Manager Kerr Iberia
Tel. +34 606965603
mercedes.hurtado@envistaco.com

Eva Olivé

Sales Assistant Kerr Iberia
Tel. +34 932452982 +34 647515443
eva.olive@envistaco.com

Sales Rep España

Ciò Mateu

Telesales
Almería, Cuenca, Ibiza, Menorca, Palencia, Teruel, Zamora, Comunidad Valenciana, Murcia
Tel. +34 916258011 +34 697790901
cio.mateu@envistaco.com

Joana Barquín

Cataluña, Huesca, Zaragoza y Mallorca
Tel. +34 638928338
joana.barquin@envistaco.com

Juan Carlos Yañez

Galicia, Asturias, Cantabria, País Vasco, Navarra, La Rioja, Burgos, León
Tel. +34 674649197
juancarlos.yanez@envistaco.com

Gabriel Bassy

Madrid, Castilla La Mancha (excepto Cuenca, Soria, Segovia, Ávila, Valladolid, Guadalajara)
Tel. +34 648036279
gabriel.bassy@envistaco.com

Oscar Rodríguez

Andalucía (excepto Almería, Extremadura, Islas Canarias)
Tel. +34 647572937
oscar.rodriguez@envistaco.com

Sales Rep Portugal

Mário Andrade

Norte de Portugal
Tel. +351 910536917
mario.andrade@envistaco.com

Susana Guerreiro


Lisboa, Beja, Évora, Faro, Portalegre, Setúbal, Algarve, Madeira, Açores
Tel. +351 914674187
susana.guerreiro@envistaco.com

Marta Bastos

Lisboa, Castelo Branco, Coimbra, Leiria, Santarem
Tel. +351 913340621
marta.bastos@envistaco.com

 +34 916 258 011

 +34 697 790 901

 telesales.iberia@kerrdental.com

Serviço Telesales de Kerr

O seu gestor comercial telefónico com quem pode consultar promoções personalizadas baseadas nos seus hábitos operativos. Dará informação com prioridade de todas as ofertas especiais relacionadas com os produtos Kerr que utiliza regularmente o sobre os que solicita ser atualizado. Tudo isso através de telefone ou correio electrónico, em função das suas necessidades e fornecimento através do seu depósito dental habitual.

Preços válidos exceto erro tipográfico

DH Dental Iberia SL |
Valgrande, 8, Edif. Thanworth II | 28108 Alcobendas | España |
+34 932452982 | www.kerrdental.com

MKT-25-0762 Rev0 ©2025 Kerr Dental

Kerr™