


#2/20

1.10.20 - 31.3.21



## VOCO SINGLE DOSE FÁCIL. RÁPIDA. HIGIÉNICA.

### Futurabond® U

#### Adesivo universal de polimerização dual

- Um bond para todos os casos! Dispensa o uso de qualquer outro adesivo no consultório!
- Autocondicionamento, condicionamento seletivo ou condicionamento total – a escolha é sua
- Excepcional versatilidade nas aplicações – perfeitamente compatível com todos os compósitos fotopolimerizáveis, autopolimerizáveis e de polimerização dual



REF 1571 *SingleDose* 50 un., acessórios

REF 1572 *SingleDose* 200 un., acessórios

# VOCO *SingleDose*

## MAIS SEGURANÇA PARA SI, A SUA EQUIPA E OS SEUS PACIENTES

Hoje, mais do que nunca, o seu consultório enfrenta o desafio de garantir um elevado grau de segurança e eficiência na higiene clínica, com o fim de minimizar ao máximo o risco de transmissão de infeções. Para os seus pacientes e a sua equipa, uma excelente higiene é um requisito fundamental – e um verdadeiro cartão de visitas do seu consultório.

Com a correta seleção de produtos e de formas de apresentação, nós ajudamos a gerir a higiene da sua clínica com a máxima eficiência. A *SingleDose* da VOCO será sempre uma escolha segura em todos os aspectos!

### Saiba como ajudamos:

A prática *SingleDose* proporciona um manuseamento fácil e rápido, tendo sido concebida para utilização única – cada paciente tem uma preparação individualizada. Assim é possível evitar facilmente o contato com matéria de terceiros e outras formas de contaminação. A VOCO oferece-lhe uma grande variedade de produtos em *SingleDose*, com diferentes indicações – para o bem-estar do paciente, do médico dentista e da equipa do consultório.

### As vantagens da *SingleDose*:



#### FÁCIL.

- ✓ Fácil manuseamento
- ✓ Quantidade ideal para cada procedimento – evita o desperdício de material
- ✓ Evitam-se erros de aplicação (p. ex. erros de dosagem e mistura)
- ✓ Não requer qualquer dispositivo extra<sup>1</sup>



#### RÁPIDA.

- ✓ Rápida aplicação
- ✓ Menor tempo de tratamento



#### HIGIÉNICA.

- ✓ Proteção ideal para si e para os seus colaboradores e pacientes
- ✓ Material sempre em perfeitas condições
- ✓ Evita contaminações cruzadas, pois para cada paciente é utilizado um novo blíster ou cap

<sup>1</sup> Exceto caps

# MATERIAIS DE RESTAURAÇÃO

## x-tra fil®

### Material de restauração fotopolimerizável para dentes posteriores

- Para restaurações funcionais rápidas e econômicas
- Fotopolimerizável em camadas de 4 mm
- Apenas 10 s de tempo de fotopolimerização
- Tempo de trabalho reduzido, especialmente em combinação com qualquer adesivo Futurabond em *SingleDose*



REF 1740 Seringa 5 g  
REF 1741 Caps 20 × 0,25 g

REF 1739 Seringa 10 × 5 g

## VisCalor® bulk

### Compósito Bulk fill termo viscoso

- Ao ser aquecido, o material torna-se fluído para a aplicação e, logo de seguida, já pode ser esculpido (tecnologia de termo viscosos)
- Escoamento ideal para as margens e zonas retentivas – minimiza o risco de fendas marginais
- Restaurações Bulk fill de 4 mm e não necessita de recobrimento
- Aplicação sem bolhas de ar
- Uma cor universal e três cores estéticas
- Cânula fina – ideal para zonas difíceis de aceder




REF 6062 Set Dispenser Caps 80 × 0,25 g (16 × universal, 16 × A1, 16 × A2, 32 × A3), VisCalor Dispenser

REF 9143 VisCalor Dispenser – Dispositivo de pré-aquecimento



REF 6063 Set Caps Warmer Caps 80 × 0,25 g (16 × universal, 16 × A1, 16 × A2, 32 × A3), Caps Warmer

REF 6065 Caps 16 × 0,25 g universal  
REF 6066 Caps 16 × 0,25 g A1  
REF 6067 Caps 16 × 0,25 g A2  
REF 6068 Caps 16 × 0,25 g A3



Primeiro compósito do mundo com a tecnologia de termo viscosos

## Grandio®SO Light Flow

### Compósito nano-híbrido de baixa viscosidade para aplicações de alta precisão

- Baixa viscosidade – Graças ao seu excelente escoamento, é indicado para pequenas cavidades e zonas de difícil acesso
- Cânula ultrafina – Para uma aplicação altamente precisa e sem excessos
- Alto desempenho – Propriedades físicas excelentes, p. ex. conteúdo de cargas inorgânicas de 76 % p/p
- Ótima estética – Oito cores diferentes para tratamentos individualizados



REF 2585 Set seringa 5 × 2 g (A1, A2, A3, A3.5, WO), acessórios



Cânula mais fina que uma sonda periodontal

#### Seringa 2 × 2 g

A1	REF 2586	B1	REF 2590
A2	REF 2587	WO	REF 2591
A3	REF 2588	OA2	REF 2592
A3.5	REF 2589	Incisal	REF 2593

## Admira® Fusion

Material de restauração de ORMOCER® nano-híbrido, universal

- O primeiro material de restauração do mundo exclusivamente à base de cerâmica
- A menor contração de polimerização e uma tensão de contração particularmente baixa em relação a todos os outros compósitos de restauração convencionais
- Inerte, ou seja, altamente biocompatível e extremamente resistente a alterações de cor
- As excelentes qualidades de manipulação, a fácil obtenção do polimento de alto brilho e a elevada dureza superficial garantem ótimos resultados no longo prazo
- Compatível com todos os adesivos convencionais

Nenhum monómero clássico, sem monómeros residuais!



- REF 2750 Set + adesivo  
Seringa 5 × 3 g (A2, A3, GA3.25, A3.5, Admira Fusion x-tra), escala de cores + Futurabond U *SingleDose* 20 u.
- REF 2780 Set + adesivo  
Caps 75 × 0,2 g (15 × cada cor: A2, A3, GA3.25, A3.5, Admira Fusion x-tra), escala de cores + Futurabond U *SingleDose* 20 un.

4+1\*

Seringa 3 g<sup>2</sup> Caps 15 × 0,2 g<sup>2</sup>  
<sup>2</sup> Pode encontrar os números de referência das diferentes cores em [www.voco.dental](http://www.voco.dental) ou no catálogo principal.

## Admira® Fusion Flow

Material de restauração de ORMOCER® nano-híbrido, fluido e fotopolimerizável



- REF 2816 Set de seringas 5 × 2 g (A1, A2, A3, A3.5, WO) escala de cores, acessórios

4+1\*

Seringa 2 × 2 g, várias cores<sup>2</sup>

## Admira® Fusion x-tra

Material de restauração de ORMOCER® nano-híbrido, 4 mm



- REF 2810 Seringa 3 g universal  
REF 2811 Caps 15 × 0,2 g universal

4+1\*

## Admira® Fusion x-base

Material de restauração de ORMOCER® nano-híbrido fluido para bases, 4 mm



- REF 2812 Seringa 2 × 2 g universal

4+1\*

## Ionolux®

Ionómero de vidro fotopolimerizável para restaurações

- Restaurações estéticas rápidas: sem condicionamento e sem aplicação de adesivo
- Tempo de trabalho controlado individualmente – de seguida, fotopolimerização e polimento imediato
- Propriedades físicas superiores – restaurações duradouras que permanecem intactas



- REF 2990 Cápsula de aplicação 50 un. (10 × A1, 10 × A2, 30 × A3) + 20 u. A3

- REF 2989 Cápsula de aplicação 150 un. A3 + 50 u. A3




# ORAL CARE

## CleanJoy®

Pasta fluoretada para profilaxia e polimento em três graus de intensidade de limpeza

- Consistência firme e homogênea, não causa salpicos (2.000 - 3.000 rpm)
- Sem parabenos
- Disponível em três graus de abrasividade, para uma profilaxia individualizada consoante o caso
- Codificação com as cores do semáforo: simples e inconfundível



### Tubo 100 g

	fina	média	grossa
Menta	REF 2090	REF 2091	REF 2092
Caramelo	REF 6090	REF 6091	REF 6092
Cereja	REF 6098	REF 6099	REF 6100

### Tubo 3 x 100 g mixed (fina, média, grossa)

Menta	Caramelo	Cereja
REF 2993	REF 2994	REF 2992

### Tubo 4 x 100 g fina

Menta	REF 2089
-------	----------

### SingleDose 200 x 2 g

	fina	média	grossa
Menta	REF 2096	REF 2097	REF 2098
Caramelo	REF 6094	REF 6095	REF 6096
Cereja	REF 6102	REF 6103	REF 6104

## VOCO Profluorid® Varnish

Verniz dessensibilizante dentário com fluoretos (5 % NaF)

- Rápida dessensibilização e libertação de fluoretos (5 % NaF  $\pm$  22.600 ppm de fluoretos)
- Aplicação simples – tolerante à humidade
- Disponível em seis agradáveis sabores
- Aplicação em camada fina, permitindo poupar material
- Verniz estético, da cor do dente



### SingleDose 50 x 0,40 ml

Melão	Caramelo	Cereja
REF 1269	REF 2226	REF 2227
Menta	Bubble Gum	Cola-Limão
REF 2228	REF 2238	REF 2240

### SingleDose 200 x 0,40 ml

Melão	Caramelo	Cereja
REF 1271	REF 2229	REF 2230
Menta	Bubble Gum	Cola-Limão
REF 2231	REF 2239	REF 2241

### SingleDose 48 x 0,40 ml

Mixed	REF 2225
-------	----------

### Aplicação



# CIMENTAÇÃO

## Provicol® QM Aesthetic

**Cimento de fixação provisória translúcido com hidróxido de cálcio, sem eugenol**

- Altamente estético simula a aparência do esmalte
- Resistência melhorada para adesões seguras
- Alta estabilidade permite a remoção precisa dos excessos de material
- Isento de colofónia: reduzido potencial alergénico



REF 1108 Seringa QuickMix 5 ml, acessórios

REF 1109 Set II seringa QuickMix 3 x 5 ml (1 x Provicol QM, 1 x Provicol QM Plus, 1 x Provicol QM Aesthetic), acessórios

# IMPRESSÃO

## V-Posil

**Material de impressão de alta precisão, polivinil siloxano**

- Silicone de adição altamente hidrófilo, para uma máxima precisão
- Longo tempo de trabalho e, ao mesmo tempo, curto tempo de presa intraoral
- Elevada resistência à rutura e grande capacidade de recuperação elástica o que confere uma maior segurança durante e após a retirada de boca
- Bom comportamento hidrófilo mesmo depois de ganhar presa, permitindo vaziar a impressão e confeccionar a prótese com exatidão



**Putty Fast / Heavy Soft Fast / Mono Fast**



**Set inicial Putty Fast / Light Fast**  
REF 2991

Putty Fast Cartucho 2 x 380 ml, acessórios  
Light Fast Cartucho 2 x 50 ml, acessórios

**Set inicial Heavy Soft Fast / Light Fast**  
REF 2985

Heavy Soft Fast Cartucho 2 x 380 ml, acessórios  
Light Fast Cartucho 2 x 50 ml, acessórios

**Set inicial Mono Fast / Light Fast**  
REF 2987

Mono Fast Cartucho 2 x 380 ml, acessórios  
Light Fast Cartucho 2 x 50 ml, acessórios



**Set inicial Putty Fast / Light Fast**  
REF 2984

Putty Fast Pote 2 x 450 ml, acessórios  
Light Fast Cartucho 2 x 50 ml, acessórios

## ENCOMENDAS

Para encomendar os produtos das VOCOfertas, entre em contacto com o seu promotor VOCO ou com o seu depósito. As ofertas são válidas apenas nos parceiros comerciais participantes das promoções. Os preços promocionais do seu depósito serão levados em consideração.

**Servico ao cliente: Linha gratuita: 00 800 44 444 555**  
**Fax: +49 (0) 4721-719-2931 · E-Mail: service@voco.de**

Este folheto foi distribuído por:

VC-84 002200 PT.0920